



**Edge** fractional™

The Intelligent CO<sub>2</sub> Fractional Laser

**Preciso** en el detalle

medeostore  
Tecnología que Sirve

## Contenido

Introducción .....	3
Indicaciones de seguridad .....	5
2.1 Contraindicaciones .....	5
2.2 Protección ocular .....	5
2.3 Efectos secundarios transitorios .....	5
2.4 Efectos adversos .....	6
Indicaciones de seguridad para el equipo .....	7
3.1 Indicaciones de seguridad .....	7
3.2 Botón de paro de emergencia .....	8
3.3 Símbolos de seguridad .....	8
Instalación y configuración para usar por primera vez .....	9
4.1 Desempacando el equipo .....	9
4.2 Requisitos de área .....	9
4.3 Requisitos de energía .....	10
4.4 Conexión de los componentes .....	10
Descripción del sistema Edge Fractional .....	11
5.2 Componentes y estructura del equipo .....	12
5.3 Lista de componentes .....	14
5.4 Pantalla LCD Couch screen .....	14
5.5 Pieza de mano y puntas de escáner .....	15
5.6 Brazo articulado .....	16
5.7 Pedal .....	17
Instalación del equipo .....	19
6.1 Conexión del pedal y cable de alimentación .....	19
6.2 Conexión de escáner con las puntas .....	19
6.3 Ubicación del equipo .....	19
Operación del equipo .....	21
7.1 Encendido .....	21
7.2 Operación en modo fraccionado .....	23
7.3 Modo quirúrgico .....	26
7.4 Pantalla de configuración (Set Up) .....	28
7.5 Apagando el equipo .....	28
Mensajes del sistema .....	29
Limpieza .....	31



## 1

**Introducción**

Jeisys Medical Inc. Es la principal proveedora de dispositivos médico estéticos alrededor del mundo. Durante años se ha dedicado a diseñar, manufacturar y distribuir productos de excelente calidad para cirujanos plásticos, dermatólogos y profesionales al cuidado de la salud.

Jeisys es líder en la industria debido a su riguroso nivel de investigación y desarrollo, además de contar con una vasta experiencia que la respalda. Distribuye sus productos en más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón, Corea, Noruega, España y México.

Agradecemos su confianza al haber adquirido el avanzado equipo Edge Fractional, el más novedoso, versátil y eficiente equipo de láser CO<sub>2</sub> fraccionado.

**Nota: no utilice el equipo hasta no recibir el entrenamiento adecuado y haber leído completamente este manual de usuario.**



## 2 Indicaciones de seguridad

### 2.1 Contraindicaciones

El uso del equipo esta contraindicado en los siguientes pacientes:

- Pacientes con alergias a anestésicos tópicos, antibióticos u otros medicamentos relacionados.
- Pacientes con heridas en el área a tratar.
- Casos recientes de herpes (1 año atrás).
- Piel foto sensible.
- Pacientes con problemas psicológicos, incluyendo alcohólicos y drogadictos.
- Pacientes con diabetes o problemas severos en la piel.
- Pacientes que utilicen marcapasos o desfibriladores.
- Pacientes con cáncer o enfermedades terminales.

### 2.2 Protección ocular

- Asegúrese de que pacientes y operadores utilicen los goggles y lentes incluidos en el equipo para protección ocular.
- El personal que vaya a utilizar el equipo en modo quirúrgico deberá portar lentes para 10,600 y 637 nm o bien la protección estándar ANSI.
- Utilice los goggles incluidos para su paciente con gasas debajo de ellos cuando realice tratamientos en cara, para tratamientos en cualquier otra área, sólo es necesario utilizar los goggles.

### 2.3 Efectos secundarios transitorios

Existen diversos efectos secundarios que deben ser informados al paciente antes de su tratamiento debido a que son parte de la evolución del tratamiento.

- Eritema (Enrojecimiento) y edema (inflamación): Estos síntomas son más intensos comúnmente en los primeros tres días después de realizado el tratamiento. En este lapso, el paciente apreciará la piel quemada en un color café-cobrizo debido a las pequeñas quemaduras hechas por el láser. Este período varía dependiendo la piel del paciente e intensidad del tratamiento pero generalmente no se prolonga por más de una semana.
- Sangrado: En algunos casos puede haber pequeños puntos de sangrado en la piel del paciente, esto es debido a que el láser penetra de forma profunda en la dérmis. Comúnmente no hay que hacer nada en estos casos y el sangrado no se prolongará por más de una hora. Se recomienda recetar antibiótico al paciente.
- Dolor: Puede haber un dolor intenso durante el tratamiento. Este dolor puede ser minimizado utilizando algún anestésico tópico.

## 2.4 Efectos adversos





El paciente debe ser cauteloso en relación a los siguiente síntomas.

- Hiperpigmentación post inflamatoria: Para evitar lo más posible este efecto, es recomendable utilizar densidades inferiores a 200 puntos/cm<sup>2</sup> y el paciente deberá utilizar protector solar de forma intensa por al menos un mes posterior al tratamiento.
- Herpes: El área peribucal es susceptible a aparición de herpes posterior al tratamiento con láser, por lo cual el paciente deberá estar alerta en relación a cualquier síntoma de herpes en esta área. Para evitar esto es recomendado recetar un medicamento oral anti-viral por al menos tres días posteriores al tratamiento.





### 3 Indicaciones de seguridad para el equipo

#### 3.1 Indicaciones de seguridad




##### Conexión

	Verifique que el cable de alimentación este firmemente conectado a la toma de corriente correspondiente y que esta no tenga daños físicos.
	No utilice cables dañados, puede provocar un corto circuito o incendios.
	Nunca conecte el equipo con las manos húmedas. Puede ser electrocutado.
	Siempre conecte el equipo de forma individual en la toma de corriente. Conectar varios equipos puede causar sobrecarga y, cortos circuitos e incendios.

##### Instalación

	Nunca deje el cable de alimentación cerca de fuentes de calor, puede derretirse y provocar un corto circuito.
	Mantenga el equipo alejado del fuentes de calor.
	Mantenga el equipo alejado de cualquier producto potencialmente flamable.
	No utilice o coloque el equipo en espacios muy estrechos. El equipo requiere ventilación y una temperatura ambiente por debajo de los 30°C. El cuarto donde se realicen los tratamientos deberá contar con aire acondicionado o ventilación.

### Traslado del equipo

	<p>No deje caer la pieza de mano. La óptica de la misma se puede dañar y desajustar fácilmente.</p>
	<p>No incline el equipo.</p>
	<p>No coloque líquidos o materiales pesados arriba del equipo.</p>

### 3.2 Botón de paro de emergencia



- En caso de una emergencia, el equipo puede ser detenido de inmediato presionando este botón al frente del mismo.
- Para volver a iniciar el equipo, primero deberá desactivar este botón girándolo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que sea soltado nuevamente a su posición original

### 3.3 Símbolos de seguridad

Símbolo / Etiqueta

Descripción



Etiqueta de emisión láser



Precaución de exposición láser

## 4 Instalación y configuración para usar por primera vez

### 4.1 Desempacando el equipo

Retire el equipo de su empaque y quite la película transparente protectora del mismo.

Es recomendable que la instalación la realice exclusivamente personal autorizado y capacitado de la empresa, de otra forma, los daños que pudiera sufrir el equipo durante la instalación no están cubiertos en la garantía.

**Nota: Retire la película protectora de la pantalla del equipo; dejarla colocada puede provocar que el sensor de contacto en la misma no responda de forma adecuada.**

### 4.2 Requisitos de área

Antes de instalar el equipo, por favor tenga en cuenta los requisitos del área en cuanto a su tamaño para colocarlo de forma adecuada.

Cuando se utiliza el equipo por períodos prolongados de tiempo, puede calentarse, es normal.

Es necesario que el cuarto este ventilado o preferentemente cuente con aire acondicionado para mantener una temperatura por debajo de los 30°C.

**Dimensiones del equipo Edge →**



### **4.3 Requisitos de energía**

Su nuevo equipo Edge Fractional requiere que se cumplan las siguiente especificaciones de corriente eléctrica.

100 – 240VAC, 50/60Hz, Consumo: 800W, 8A

El tomacorriente en la pared deberá ser del tipo europeo como el que se muestra en la fotografía.




### **4.4 Conexión de los componentes**

Por favor vaya a la sección 6.1 Instalación de equipo.

## 5 Descripción del sistema Edge Fractional

### 5.1 Especificaciones técnicas

Características	Especificaciones
Tipo de láser	Láser CO <sub>2</sub> fraccionado
Longitud de onda	10,600nm
Energía máxima	30W
Requisitos de energía	100-240VAC, 50/60Hz, 800W
Energía de pulso	1 a 300mJ
Tamaño de los puntos	120µm, 350µm y 800µm
Densidad del disparo	Hasta 100%
Área máxima de escáner	15 x 15mm
Formas de disparo	Cuadro, triangulo y circulo
Patrones de disparo	Estándar, Refrescar, Aleatorio, Scatter y Gausiano
Longitud del pulso	0.05 a 10ms
Pantalla	LCD Touch Screen a color
Divergencia de los puntos	<7mrad




Tamaño de punto: 350µm  
 Densidad: 36% (256 puntos)

**Precaución:** En los casos donde la forma de disparo es un círculo y la densidad es inferior al 40%, el contorno del disparo puede tener una forma cuadrada o rectangular.

## 5.2 Componentes y estructura del equipo





### 5.3 Lista de componentes

No.	Componentes	Cant.
1	Edge Fractional (Cuerpo)	1
2	Pieza de mano con escáner	5
3	Pedal	1
4	Cable de alimentación	1
5	Manual de usuario	1
6	Lentes para operador	1
7	Googles para paciente	1

### 5.4 Pantalla LCD Couch screen




El tamaño de la pantalla es de 8.4" y es la interfaz entre el usuario y el equipo, muestra información relevante al tratamiento y funcionamiento general del equipo.

La función de cada uno de los botones se explica detalladamente en la sección 7.2








**Precaución: Nunca tire del equipo jalando la pantalla LCD, esto puede dañarlo severamente. Cuando requiera mover el equipo, jale de el desde el tirador superior en forma lenta hasta llegar a la posición deseada.**


## 5.5 Pieza de mano y puntas de escáner



Para poder utilizar los botones en la pieza de mano es necesario que el botón indicado este activado en, de otra forma la configuración deberá ser desde la pantalla del equipo. Para poder utilizar estas funciones, también es necesario el sistema se encuentre en modo READY, listo para trabajar.

	120S	120	350	800	Punta quirúrgica
<b>Punta</b>					
<b>Tamaño de spot</b>	120µm	120µm	350µm	800µm	120µm
<b>Área de escáner</b>	2x2mm a 10X10mm	2x2mm a 15x15mm			Spot sencillo
<b>Características</b>	Densidad 2 a 40% y 100% 1 a 2500 puntos/cm <sup>2</sup>	Densidad 2 a 40% y 100% 1 a 5625 puntos/cm <sup>2</sup>	Densidad 2 a 40% y 100% 1 a 2025 puntos/cm <sup>2</sup>	Densidad 2 a 40% y 100% 1 a 900 puntos/cm <sup>2</sup>	.

## 5.6 Brazo articulado



- El brazo articulado es una de las piezas más importantes y delicadas del equipo, ya que es el encargado de producir la emisión del láser de 10,600nm y llevarla hasta el escáner a través de sus diversas articulaciones compuestas de sofisticados juegos de espejos.
- El brazo articulado también es el encargado de emitir el láser guía que nos indicará el lugar en donde estamos haciendo el tratamiento.
- El brazo puede ser rotado de forma muy sencilla para poder adaptarnos al cuerpo y zona del paciente.

**Precaución: Al finalizar el tratamiento, asegúrese de colocar el brazo en el gancho mostrado para evitar movimientos o golpes al mismo.**

**Precaución: Tenga cuidado de no golpear la pantalla del equipo cuando gire el brazo articulado. También cuide que el brazo no se golpee con objetos o paredes a su alrededor.**

## 5.7 Pedal



El láser es emitido presionando el pedal.  
Es necesario que el equipo se encuentre en el modo *Ready*, no en *Stand By*.




## 6 Instalación del equipo

### 6.1 Conexión del pedal y cable de alimentación



- Conecte el pedal al conector de la izquierda enroscando en el mismo la tuerca del pedal.
- Conecte después el cable de alimentación al conector derecho firmemente. Utilice el cable incluido con el equipo.

### 6.2 Conexión de escáner con las puntas



- Cada punta cuenta con un sistema de imanes para permitir la conexión de forma sencilla al escáner.
- Conecte la punta deseada como se muestra en la imagen a la pieza de mano del equipo.
- Todas las puntas se conectan de la misma forma que se muestra aquí.

### 6.3 Ubicación del equipo



- El equipo deberá permanecer fijo en un lugar, procurando que sus traslados sean, en lo posible, dentro de las mismas instalaciones.
- El equipo cuenta con frenos en las ruedas, es recomendable que los asegure una vez que haya definido la ubicación del equipo.

### 6.4 Moviendo el equipo a una ubicación remota

En este caso deberá contactar con su proveedor para poder mover de forma adecuada y segura su equipo a otra ubicación.


**Precaución: El equipo sólo puede ser trasladado a ubicaciones remotas por personal autorizado por el fabricante, de otra forma puede sufrir daños o desajustes en su sistema.**




## 7 Operación del equipo

### 7.1 Encendido

1. Ponga en posición de encendido el switch en la parte trasera.



2. Ponga en posición de encendido el switch en la parte frontal.



3. Una vez que aparezca la pantalla de inicio, presione en cualquier lugar de para pasar al paso de auto-verificación del sistema.



4. Seleccione el tipo de tratamiento.



Surgical Mode → Modo quirúrgico.

Fractional Mode → Modo fraccionado.




Pantalla de  
Modo Quirúrgico



Pantalla de  
Modo fraccionado

## 7.2 Operación en modo fraccionado



1. **Densidad (Density):** Muestra la densidad de puntos configurada para la figura seleccionada.
  - La densidad puede ser ajustada con los botones Arriba / Abajo (7).
  - Dots/cm<sup>2</sup> es el valor de puntos que se emitirán en un centímetro cuadrado.
  - Total dots es el número total de puntos que se emitirán basados en la figura y densidad configurada.
  - Los rangos de configuración son:
 

120µm →	49 a 961 puntos/cm <sup>2</sup>
350µm →	16 a 196 puntos/cm <sup>2</sup>
800µm →	16 a 49 puntos/cm <sup>2</sup>
2. **Energía del pulso (Pulse energy):** Es la cantidad de energía por pulso en mJ (Watt x tiempo).
  - La energía del pulso puede ser ajustada con los botones Arriba / Abajo (7).
  - El tiempo de irradiación se muestra en mili segundos (ms).
  - El rango configurable es de 1 a 300 mJ en incrementos de 1 mJ.
  - El rango en el modo *Edge Pulse* es de 3.75 a 37.5 mJ en incrementos de 3.75 mJ.
3. **Emisión total (Total fluence):** Muestra el valor calculado de energía que será emitida (No puede ajustarse).
4. **Número de repeticiones (Stacking times):** Es el número de veces que el equipo emitirá energía en el mismo punto. Por ejemplo, si el número de repeticiones esta configurado en 3, el *Edge* emitirá 3 veces la misma energía (según valores configurados) en un punto y después pasará al siguiente punto y volverá a emitir 3 veces en este.

El rango configurable es de 1 a 20 repeticiones en incrementos de una repetición.


5. **Intervalo entre disparos (Shot interval):** Es el intervalo entre disparos. Puede ser ajustado con los botones Arriba / Abajo (7) entre 0.2 y 3 segundos, con incrementos de 0.2 segundos.
6. **Watt:** Muestra el nivel de energía aplicado al paciente. Puede ser ajustado con los botones Arriba / Abajo (7) en los valores de: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y Edge Pulse.

**Edge Pulse:** Es un disparo de alta energía y bajo tiempo de emisión para lograr un efecto profundo con poco daño térmico.

7. **Botones Arriba / Abajo:** Estos botones se utilizan para hacer cambios en los parámetros que así lo permitan.
8. **Memorias (Memory):** El usuario puede guardar los parámetros que utilice frecuentemente en estos 5 espacios de memoria. Para grabar una configuración siga los siguientes pasos:
  - Seleccione el espacio de memoria donde desea hacer los cambios (1 al 5).
  - Configure los parámetros que desea guardar.
  - Presione el botón Save por tres segundos hasta que aparezca la ventana mostrada.
  - Presione Ok y los parámetros habrán sido guardados en la memoria indicada.
  - Para llamar un programa grabado, sólo es necesario presionar el número de memoria una sola vez.



9. **Forma y patrón de disparo:** El usuario puede seleccionar entre diferentes formas y patrones de disparo.



**10. Tamaño de escáner:** El tamaño del área a tratar puede ser ajustado para adaptarse a cada zona del cuerpo del paciente de la siguiente forma:


Punta	Mínimo	Máximo	Inicial
120S	2X2	10X10	10X10
120	2X2	15X15	
350	2X2	15X15	
800	2X2	15X15	
120 (Quirúrgica)	NA Disparo simple en una sola posición.		

**11. Movimiento (Moving):** Este programa esta pensado para realizar el tratamiento en movimiento y de esta forma evitar el cuadrículado en el área tratada del paciente. Si este botón esta activado el equipo emitirá energía mientras el pedal este presionado. Se recomienda utilizar con el patrón *Scatter* para óptimos resultados.




**12. Auto:** Cuando se activa el botón *Auto*, el equipo aplicará los valores de *Stacking times* y *Shot intervalo* para hacer las emisiones. Para entender de forma más clara, por favor revise el siguiente ejemplo:

Densidad: 16 puntos/cm<sup>2</sup> – Repeticiones: 3 – Intervalo: 0.8 ms



Se emite el pulso con **tres repeticiones** en cada punto.

0.8 ms



Se vuelve a emitir un pulso con **tres repeticiones** en cada punto, hasta que se suelte el pedal.

Se da una pausa según el tiempo programado, por ejemplo para cambiar de posición.

**13. Botón Stand By / Ready:** Muestra el estatus del equipo.

**Ready:** El equipo esta listo para emitir los pulsos, sólo es necesario presionar el pedal.

**Stand By:** El equipo esta en modo de espera. Aquí es cuando se programan los diferentes parámetros del tratamiento.

**Nota:** Los botones en la parte lateral de la pieza de mano sólo pueden ser usados en modo *Ready*.


14. **Pieza de mano (Hand piece):** Cuando este botón esta activo, el tamaño y la forma del escáner pueden ser cambiados utilizando los botones en la pieza de mano (Sólo en modo *Ready*).
15. **Modo quirúrgico (Surgical mode):** Presione este botón para entrar en el modo de programación quirúrgico.
16. **Reset:** Reinicia los parámetros en la pantalla a su posición inicial.
17. **Set up:** Entra en la pantalla de configuración del equipo (Capítulo 7.4).
18. **Información de punta:** Muestra cual es la punta instalada en la pieza de mano.

### 7.3 Modo quirúrgico



1. **Modo Láser (Laser Mode):** Muestra el modo de emisión seleccionado, puede cambiarlo con los botones Arriba / Abajo (8). Los programas disponibles son:
  - **CW:** Emisión continua mientras el pedal esta presionado.
  - **Single:** Sólo un disparo en base a los parámetros configurados.
  - **Repeat:** Emisión continua en base a los parámetros definidos de duración del pulso (*On Time*) y tiempo de descanso (*Off Time*).
  - **ULTRA:** Emisión continua de alta energía mientras el pedal esta presionado.
  - **Group Pulse:** El usuario puede combinar los parámetros de Tiempo de encendido (*On Time*), Tiempo de descanso (*Off Time*), Pulsos en el grupo (*Pulses in Group*) y el Intervalo de tiempo en el grupo (*Group Interval*) para programar este tipo de disparo.

2. **Imagen:** Muestra de forma gráfica el tipo de emisión programado tomando en cuenta todos los parámetros definidos por el usuario.
3. **Pulsos en un grupo (Pulses in Group):** Es el número de pulsos que se emitirán en un grupo o disparo. El disparo después tendrá una pausa en base a la configuración del parámetro Intervalo de Grupo (*Group Interval*). Utilice las flechas para ajustar su valor. Se puede ajustar en valores de 1 a 100.
4. **Intervalo de grupo (Group Interval):** Es el intervalo de tiempo entre un grupo y otro de pulsos. Puede ajustarlo usando las flechas. Los valores son de 0.01 a 0.1 segundos en pasos de 0.01 segundos y de 0.1 a 1 segundos en pasos de 0.1 segundos.
5. **Energía / Frecuencia (Power/Hz):** Cuando se trabaja en los programas *CW*, *Single*, *Repeat* y *Group Pulse* el valor se muestra en Watts y es configurable de 1 a 30W. Cuando se trabaja en el programa ULTRA, el valor se muestra en frecuencia Hertz (Hz), y es ajustable en valores de 10 a 1,000 Hz.



6. **Tiempo de encendido (On Time):** Sólo aplica su configuración en los programas *Single*, *Repeat* y *Group Pulse* y es el tiempo de emisión de cada pulso. Es configurable de 0.6 a 500 ms.
7. **Tiempo de descanso (Off Time):** Es configurable en los programas de *Repeat* y *Group Pulse*, es el tiempo de descanso entre pulsos. Se puede ajustar en rangos desde 0.05 a 500 ms.
8. **Botones para ajuste de parámetros:** Se utilizan para ajustar los valores en los diferentes parámetros del sistema.
9. **En espera / Listo (Stand By / Ready):** Muestra el estado del sistema. Cambien al modo *Ready* para poder emitir disparos con el equipo y siempre que no lo utilice, por seguridad, regrese al modo *Stand By*.
10. **Modo fraccionado (Fractional mode):** Al presionar este botón, sale del modo quirúrgico y pasa al modo fraccionado.
11. **Reset:** Reinicia todos los parámetros a sus ajustes originales.
12. **Set up:** Entra en la pantalla de configuración del equipo (Capítulo 7.4).
13. **Información de la punta:** Muestra cual es la punta instalada en la pieza de mano.


## 7.4 Pantalla de configuración (Set Up)



1. **Sonido:** Permite ajustar el volumen del sistema.
2. **Servicio:** Menú exclusivo para uso de personal autorizado por el fabricante.
3. **Actualización:** Modulo para actualizar el sistema mediante memoria USB. Sólo puede ser utilizado por personal autorizado.
4. **Pedal:** Muestra información del pedal conectado al equipo.


## 7.5 Apagando el equipo

1. Gire el switch en la parte frontal del equipo para apagarlo.



Pantalla final, espere 5 segundos y el equipo se apagará automáticamente.

2. Después de que aparezca la pantalla anterior, espere a que el equipo se apague.
3. Apague el equipo con el switch ubicado en la parte posterior del mismo.



## 8 Mensajes del sistema

El sistema Edge Fractional monitorea de forma continua el buen funcionamiento del equipo y sus componentes, y en caso de algún desperfecto, lo hará saber al usuario mediante mensajes en pantalla.

Los mensajes aparecerán en una ventana como la que se muestra a continuación.



Código	Mensaje	Posible causa	Acción recomendada
M-40	Can not find the USB drive!!.	La memoria USB no esta conectada.	Conecte la memoria USB nuevamente.
M-41	Can not find the Update File!!	El archivo con la actualización no se encuentra en la memoria.	Verifique que el archivo se encuentre en la memoria USB. Si esta dañado contacte a personal autorizado.
P-41	Out of the FootSwitch.	El pedal no esta conectado cuando se presiona el botón <i>Ready</i> .	Verifique que el pedal este conectado correctamente.
P-42	Out of the Handpiece Tip.	La punta conectada puede tener un defecto.	Verifique que la punta no tenga daños y este conectada adecuadamente.
P-43	The door is oponed.	El chasis del equipo no ha sido cerrado adecuadamente.	Confirme que el equipo este cerrado adecuadamente.



## 9 Limpieza

Su equipo deberá ser limpiado de forma correcta para evitar posibles daños por una mala limpieza. Tenga en cuenta los siguientes comentarios:

- Limpie el equipo siempre después de utilizarlo.
- Para limpiar la pantalla, utilice un paño suave con solución especial para limpieza de monitores LCD.
- Limpie el polvo y marcas de dedos que puedan haber quedado en la misma.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el cuerpo del equipo.
- Nunca vierta directamente líquidos en el equipo ni los coloque encima de él.

Para la limpieza de escáner al finalizar el tratamiento, tenga en cuenta lo siguiente:

- Al finalizar el tratamiento, el tejido muerto o evaporado por el calor del láser se puede incrustar en el lente del escáner y la punta del mismo.
- Una vez terminado el tratamiento, deberá retirar la punta, limpiar el exceso de tejido en ella con un paño suave seco y finalmente desinfectarla con algún antiséptico.
- El lente del escáner de igual forma deberá ser limpiado con un paño suave o hisopos de algodón en seco. Finalmente puede utilizar una solución limpiadora para lentes humedeciendo un paño limpio y suave con ella.

Muchas gracias por haber adquirido el avanzado sistema Edge Fractional.

Le recordamos que estamos a sus órdenes a través de su distribuidor el cual deberá atenderle en cualquier situación o duda relacionado con su nueva adquisición.

Lo invitamos a conocer nuestra línea completa de equipos, solicite una demostración y seguramente encontrará algo que pueda ser en beneficio de su práctica.