


Jeisys  
*Better You*



**LIPOCel™**

*For Better Life & Better You*

# LIPOfcel™



«Un nuevo paradigma para el modelado corporal»

## [ 5°C ] Enfriamiento por contacto

El enfriamiento por contacto protege la epidermis y los nervios de los daños térmicos, por lo que reduce considerablemente el dolor y permite un tratamiento con una energía máxima de hasta **150J**.

### Cartucho LIPOfcel™



**Puede tratar cualquier área** (excepto cuello y cabeza) con los cartuchos de diferente profundidad.

Opciones de cartuchos:

- Sin límite de disparo por 6 meses.
- Sin límite de tiempo para 3,000 disparos.



5min.



15min.



10min.



8min.




6min.




6min.

## Enfriamiento por contacto

### Tratamiento seguro - La temperatura cambia en la epidermis



### Niveles de tolerancia al dolor con y sin el enfriamiento



## Ventajas

### Alta eficacia

150J (Max) de energía inducen de manera instantánea el **Efecto Agudo** y el efecto de **Apoptosis Crónica**.

### Dolor mínimo

El enfriamiento por contacto protege la piel de los daños térmicos reduciendo el dolor.

### Sin inactividad

La piel sin daños permite una vida rutinaria normal.

### Tratamiento rápido


La alta energía y el control del dolor por el enfriamiento permiten un rápido tratamiento de 15 minutos.

### Costo mínimo

Cartuchos de disparos ilimitados. No hay costos de consumibles por 6 meses.

## Dispositivo más rentable

### Smart ROI - El dispositivo más rentable para tu exitoso negocio



### **LIPOcel™**

Con los cartuchos ilimitados no hay costos de consumibles en 6 meses.

### **Competencia:**

Costos de consumibles en cada disparo y tratamiento.

La **RENTABILIDAD** de LIPOcel es más alta que la de los competidores.



«Un estudio actual demostró un número creciente de pacientes que buscan tratamientos no invasivos de modelado corporal. Después de probar y comparar muchos tratamientos basados en energía, noté que **LIPOcel**, utilizando tecnología HIFU, ha proporcionado hasta el momento resultados rápidos, indoloros, y lo más importante, efectivos dentro de un corto periodo de tiempo. Tiene evidencia científica sobre el efecto agudo para tensar la piel y el efecto crónico de la lisis de la célula de grasa subcutánea para lograr el resultado deseado por mi paciente.»

- Dr. Ungky Shahrin, MD, Medicina Estética, Malasia


## Tiempo de recuperación

### Un nuevo paradigma de tratamiento de modelado corporal inspirado por los médicos

# 15 min.

Tratamiento de abdomen completo

- Fácil y cómodo
- Triple energía
- Sin tiempo de recuperación
- Buenos resultados
- Sin dolor





Circunferencia abdominal baja **-3cm**

Grasa abdominal **-3.5mm**



Circunferencia abdominal baja **-5cm**

Grasa abdominal **-7.6mm**



Circunferencia abdominal baja **-6cm**

Grasa abdominal **-11.8mm**



Circunferencia abdominal baja **-3.5cm**

Grasa abdominal **-3.3mm**

# LIPDcel™

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia	2MHz
Energía	Máxima de 150 J/cm <sup>2</sup>
Pantalla	LCD de 10.2", touch-screen a color
Tamaño	44cm (w) x 58cm (d) x 108cm (h)
Peso	80 Kg.

## ESPECIFICACIONES DEL CARTUCHO

Activación	Por gatillo en pieza de mano
Área de tratamiento	30mm x 30mm
Profundidad	13mm, 11mm y 8mm
Enfriamiento	Sistema de enfriamiento por contacto 5°C
Tamaño	9cm (w) x 9cm (d) x 27cm (h)
Peso	1.5 Kg (pieza de mano) / 2 Kg (c/cartucho)

## ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA

Requerimientos de electricidad	220V
--------------------------------	------



**mede**store  
Tecnología que Sirve

**Jeisys**  
Better You

Carretera a los Arquitos 603. Los Arquitos  
CP 20996, Jesús María, AGS. México

Tel. (449) 4782400

contacto@medestore.mx  
www.medestore.mx