

Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico


# MONALISA



Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico

# MONALISA *Lidgraine*

**Disfruta de la vida al natural**  
**Belleza sin filtros, MONALISA**




## Ácido Hialurónico Altamente Puro

**GENOSS** implementa un estricto sistema de control de calidad a través de la participación directa en todo el proceso de producción, desde el material base del ácido hialurónico hasta su producción final.

## Proceso de producción de ácido hialurónico




Cultivo



Fermentación  
/Extracción



Purificación




Ácido  
Hialurónico



## Flujo perfecto en aplicación

- 30G TW para SOFT
- 27G TW para MILD, HARD, ULTRA y SMILE
- 25G TW para HARD, ULTRA y HIGH ELASTIC

### Aguja de pared delgada




Aguja regular



# TECNOLOGÍA Hy~BRID

La tecnología **Hy-BRID** permite que el ácido hialurónico tenga partículas de tamaño uniforme y densas con óptima viscoelasticidad.



Su **hiper-reticulado** permite resistencia a la absorción logrando resultados visibles y duraderos.

Se garantiza la seguridad con un grado de reticulación más bajo que otros productos, y se confirmó una excelente estabilidad a través de una prueba de degradación con hialuronidasa.




## Seguro y cómodo para tus pacientes

**MONALISA** cuenta con Lidocaína en todas sus presentaciones para que la aplicación sea cómoda para el paciente.

Es seguro gracias a su nivel indetectable de agente químico reticulante (BDDE) y bajos niveles de endotoxinas.

## Fácil y cómodo para su aplicación

El **diseño ergonómico** de su jeringa permite una distribución homogénea de la presión durante la inyección, lo que hace que el tratamiento sea más preciso y seguro para el médico y paciente.



## Control de Calidad con estándares mundiales

Para garantizar la calidad del producto; GENOSS cumple con las normas mundiales, incluyendo KGMP, KFDA, CE, ISO13485 e ISO9001.

# Casos clínicos

Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después





Antes





Después





<b>PRODUCTO</b>	 <b>SOFT TYPE</b>	 <b>MILD TYPE</b>
Partículas	200µm	400µm
Concentración de ácido hialurónico	24mg/ml	
Concentración de lidocaína	0.3%	
Aguja	30G TW	27G TW
Profundidad	Dermis superficial	Dermis superficial y media
Presentación	Jeringa de 1ml	
Duración	12 meses	14 meses
Área de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Párpados inferiores.</li> <li>▪ Líneas finas en la frente.</li> <li>▪ Líneas perioculares y peribucales superficiales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejillas.</li> <li>▪ Arrugas glabellares.</li> <li>▪ Surcos en área temporal.</li> <li>▪ Líneas perioculares y peribucales profundas.</li> <li>▪ Aumento de labios.</li> </ul>



<b>PRODUCTO</b>	 <b>HARD TYPE</b>	 <b>ULTRA TYPE</b>
Partículas	600µm	900µm
Concentración de ácido hialurónico	24mg/ml	
Concentración de lidocaína	0.3%	
Aguja	25G TW, 27G TW	
Profundidad	Dermis media y profunda	Dermis profunda y muy profunda
Presentación	Jeringa de 1ml	
Duración	14 meses	
Área de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mentón.</li> <li>▪ Puente nasal.</li> <li>▪ Líneas en la frente.</li> <li>▪ Surco nasogeniano.</li> <li>▪ Aumento y definición de labios intenso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mentón.</li> <li>▪ Pómulos.</li> <li>▪ Mandíbula.</li> <li>▪ Puente nasal.</li> <li>▪ Líneas en la frente.</li> <li>▪ Aumento nasal.</li> <li>▪ Surco nasogeniano profundo.</li> </ul>

Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico

# MONALISA *Lidocaine*

**Nuevo Producto**

*High Elastic*

Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico



# MONALISA *Libgaine*

Nuevo  
producto

Nueva Tecnología  
de Reticulación Híbrida

*Smile*

El relleno dérmico de ácido hialurónico **MONALISA Lidocaine** en su versión **High Elastic** cuenta con tecnología de reticulación híbrida para máxima elasticidad (bifásico) y máxima cohesividad (monofásico).



# Casos clínicos

Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después





<b>PRODUCTO</b>	 <b>HIGH ELASTIC</b>	 <b>SMILE</b>
Partículas	900µm	400µm
Concentración de ácido hialurónico	24mg/ml	
Concentración de lidocaína	0.3%	
Aguja	25G TW	27G TW
Profundidad	Dermis profunda y muy profunda	Dermis superficial
Presentación	Jeringa de 1ml	
Duración	14 meses	12 meses
Área de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aumento de mentón.</li> <li>▪ Volumen en mandíbula.</li> <li>▪ Perfilado de puente nasal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Labios.</li> </ul>

MONALISA es un relleno dérmico de ácido hialurónico **Bifásico** para un mayor efecto de volumen natural.

# MONALISA

**Nuevo Relleno  
de Ácido Hialurónico Corporal  
de Alta Pureza**




## Descubre la nueva forma de realzar tu cuerpo


**MONALISA Body** es el relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado con tecnología exclusiva para aplicación corporal y con la cohesividad óptima para aumento de volumen de forma natural.

Ideal para el paciente que no desea someterse a una cirugía.

### Casos clínicos



Es seguro gracias a su nivel indetectable de agente químico reticulante (BDDE) y bajos niveles de endotoxinas.



**Mayor elasticidad y duración prolongada.**

**Estabilidad y seguridad comprobada de larga duración**

Volumen atractivo para el cuerpo

Ácido Hialurónico altamente puro

## Áreas de aplicación



Glúteos



Pantorrillas



Hip Dips




Brazos

## Tratamientos



**Deformidades  
Cóncavas**



**Reconstrucción  
de Perfil Corporal**



**Asimetrías**



## PRODUCTO



## BODY

Partículas	900µm
Concentración de ácido hialurónico	24mg/ml
Concentración de lidocaína	0.3%
Profundidad	Dermis profunda y dermis muy profunda
Presentación	Jeringa de 10ml
Duración	Hasta 12 meses

 medestore

 @monalisarellenodermico

 Monalisa Ácido Hialurónico

Distribuidor exclusivo  
[contacto@medestore.mx](mailto:contacto@medestore.mx)  
 Tel: 449 4782400

[monalisafiller.mx](http://monalisafiller.mx)