

 **secret RF**

Sistema Multiplataforma de **RF**





EL SECRETO DEL SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE RF

SECRET RF está perfectamente estructurado como una plataforma que combina Radiofrecuencia Fraccionada y tecnología de Termo-coagulación.

Permite aumentar la eficacia y fiabilidad del tratamiento para diversas afecciones dermatológicas como: envejecimiento, acné, cicatrices y venas varicosas.

APLICACIONES

TRATAMIENTOS FACIALES

Lifting facial no quirúrgico
Reafirmante de la piel
Disminución de arrugas
Reducción de poros

Cicatrices de acné
Cicatrices
Arañas vasculares


TRATAMIENTOS CORPORALES

Cicatrices
Estrías




CÓMO FUNCIONA secret RF


Los cartuchos de microagujas hacen perfecto contacto con la piel.




Las microagujas penetran la piel suavemente provocando menos dolor.



La RF bipolar desnatura el tejido.



La regeneración de colágeno y producción de elastina en la piel inicia su proceso.



TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA



Figura 1. Desnaturalización en la dermis profunda.



Figura 2. Regeneración de colágeno mediante cicatrización de heridas en 2 semanas de tratamiento.

VARIEDAD DE CARTUCHOS DE MICROAGUJAS

secretST


- Dimensión: 140 * Ø40 mm
- Peso: 170g

La pieza de mano estándar brinda una suave aplicación con microagujas, de 25 y 10 pines. Su peso extremadamente ligero permite un tratamiento cómodo tanto para el médico como para los pacientes.




MTR-AC-25

Cartucho con 25 microagujas no-aisladas.
Área de tratamiento: 10x10 mm.
Output máximo: 25 watts.



MTR-AC-C-25

Cartucho con 25 microagujas semi-aisladas.
Área de tratamiento: 10x10 mm.
Output máximo: 25 watts.
Uso principal: Para un alto efecto térmico en la dermis y tejidos subcutáneos.



MTR-AC-10

Cartucho con 10 microagujas no-aisladas.
Área de tratamiento: 16 mm.
Output máximo: 25 watts.
Uso principal: Estrías, pliegues nasolabiales, patas de gallo.



secretST

- Dimensión: 196.5 * Ø62 mm
- Peso: 500g


La pieza de mano de alta velocidad permite a los expertos una técnica de movimiento más rápida y permite tratar con mayor rapidez y precisión con cartuchos de 64 pines.



Cartuchos de microagujas semi-aisladas de 64 agujas
Área de tratamiento: 17.5x17.5 mm.
Salida máxima: 70 watts.
Uso principal: Necesario para un mayor efecto térmico en la dermis/tejidos subcutáneos.
**Para usar esta punta se requiere una pieza de mano opcional.*



TECNOLOGÍA DESTACADA



Resultados efectivos y seguros


Se destaca por su habilidad de distribuir el efecto térmico de manera más precisa a una profundidad

ideal con mínimo tiempo de inactividad. Además, sus microagujas crean una mejor remodelación dérmica al estimular a nivel subdérmico y profundo al mismo tiempo.

Sin quemaduras epidérmicas - solo efecto térmico

Mínima molestia y termólisis uniforme


Sus microagujas de grado médico tienen una superficie lisa y son de gran durabilidad. Permiten la entrega uniforme de energía en las áreas objetivo evitando daños no deseados en el tejido circundante, como una coagulación desigual.



- Esterilización de grado médico
 - Placa de Oro
- Microaguja durable de 32G
 - De un solo uso.

Tratamiento Seguro y Preciso

El tiempo de retraso y el indicador visual son funciones de seguridad para el paciente que mantienen las agujas en la posición final hasta que la emisión de radiofrecuencia está completamente realizada. En general, esta exclusiva tecnología de control del movimiento ofrece la máxima seguridad al evitar cualquier daño imprevisible en la superficie de la piel durante la operación.



Rápido y sencillo de usar

Su interfaz permite un uso simple y sencillo con ajustes preestablecidos para distintos tratamientos.



Modo automático



Modo manual

SmartCure™ TECNOLOGÍA DE TERMO-COAGULACIÓN

La electropluma inteligente SmartCure™ permite diferentes técnicas de termo-coagulación combinadas con una única aguja de electrólisis y varias agujas nokor para tratar una amplia gama de afecciones; desde várices, arrugas, acné, hasta cicatrices profundas.





● **K3i**

Trata arañas vasculares al dirigir el calor solo a las venas deseadas, sin riesgo de daños en la epidermis o el tejido circundante.

Ø 0.075 mm Aguja aislada de electrólisis para arañas vasculares.



● **AC-01**

Penetra suavemente la piel para estimular los fibroblastos, mejorando arrugas y textura mediante la regeneración y reorganización del colágeno.

Aguja sencilla aislada de 1.5 mm para acné.



● **19G x 70mm** **28G x 25mm**

Ideal para subcisión: Inserta la cánula bajo la piel para separar suavemente la dermis del tejido subcutáneo y mejorar la apariencia a largo plazo, reduciendo las cicatrices.

Cánula semi-aislada de RF intradérmica, para cicatrices deprimidas y lifting facial.

MONOPOLAR

TECNOLOGÍA DE RF NO INVASIVA



El modo de RF monopolar es para un tratamiento de rejuvenecimiento facial no invasivo que trabaja con energía de radiofrecuencia monopolar de 2MHz en las capas subdérmicas y profundas para la estimulación del colágeno.



EVALUACIÓN CLÍNICA

Michael Naouri, M.D._Cicatrices de acné y poro agrandado.



Foto cortesía de Michael Naouri, M.D.

Michael Nauri, M.D._Cicatrices atróficas.



Foto cortesía de Michael Nauri, M.D.

Dr. J. Kirston_Reducción de arrugas y de poros.



Foto cortesía de © Clinic for Aesthetic Operative Dermatology and Anti-Aging Medicine, Alemania.

Dr. J. Kirston_Reducción de la textura de la piel y de las arrugas.



Foto cortesía de © Clinic for Aesthetic Operative Dermatology and Anti-Aging Medicine, Alemania.

GLOBAL KOL



“**Secret RF** es eficaz en tratamientos para cicatrices y fotoenvejecimiento. Tiene la ventaja de efectos secundarios mínimos posteriores al tratamiento y la satisfacción de los pacientes es muy alta, en un entorno clínico real.”

Michael Naouri, M.D.

Centro de Dermatología y Láser
International Laser Skin Center Nogent sur Marne,
París, Francia.



“**Secret RF** es la solución definitiva para la disminución de cicatrices causadas por acné. Funciona bien en todo color de piel. Además sin tiempo de inactividad para el paciente.”

Dr. Adrian Lim

MBBS, FACP, FACD Dermatólogo y angiólogo Royal North
Shore Hospital Republic Cosmetic Dermatología y venas,
Australia.



“**Secret RF** ha demostrado ser muy eficaz para una serie de tratamientos cosméticos, como la disminución de estrías de distensión e hiperhidrosis. Aunque hoy en día se aplica en distintos tratamientos para el rejuvenecimiento de la piel, SECRET RF comprueba ser extremadamente seguro y exitoso en muchos tratamientos cosméticos comunes.”

Dr. Juri Kirsten

Dermatologist, Clinic for Aesthetic Operative
Dermatología y Medicina Antienvjecimiento
Berlín, Alemania.



Distribuidor exclusivo
contacto@medestore.mx
Carr. a los Arquitos 603 Jesús María, Ags. C.P. 20996

449 1732054

449 4782400