



Secret ^{RF}_{TM}
Sistema Multiplataforma de RF

Secret^{RF}_{TM}

EL SECRETO DEL SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE RF

SECRET RF está perfectamente estructurado como una plataforma que combina Radiofrecuencia Fraccionada y tecnología de Termo-coagulación.

Permite aumentar la eficacia y fiabilidad del tratamiento para diversas afecciones dermatológicas como: envejecimiento, acné, cicatrices y venas varicosas.

APLICACIONES


TRATAMIENTOS FACIALES

- Lifting facial no quirúrgico
- Reafirmante de la piel
- Disminución de arrugas
- Reducción de poros



TRATAMIENTOS CORPORALES

- Cicatrices
- Estrías

CÓMO FUNCIONA Secret^{RF}_{TM}



TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA



VARIEDAD DE CARTUCHOS DE MICROAGUJAS

SecretST

- Dimensión: 140 * Ø40 mm
- Peso: 170g

La pieza de mano estándar brinda una suave aplicación con microagujas, de 25 y 10 pines. Su peso extremadamente ligero permite un tratamiento cómodo tanto para el médico como para los pacientes.



MTR-AC-25

Cartucho con 25 microagujas no-aisladas.
Área de tratamiento: 10x10 mm.
Output máximo: 25 watts.



MTR-AC-C25

Cartucho con 25 microagujas semi-aisladas.
Área de tratamiento: 10x10 mm.
Output máximo: 25 watts.
Uso principal: Para un alto efecto térmico en la dermis y tejidos subcutáneos.



MTR-AC-10

Cartucho con 10 microagujas no-aisladas.
Área de tratamiento: 0.25x18 mm.
Output máximo: 25 watts.
Uso principal: Estrías, pliegues nasolabiales, patas de gallo.

Secret^{EX}

- Dimensión: 196.5 * Ø62 mm
- Peso: 500g

La pieza de mano de alta velocidad permite a los expertos una técnica de movimiento más rápida y permite tratar con mayor rapidez y precisión con cartuchos de 64 pines.




MTR-AC-C64

Cartuchos de microagujas semi-aisladas de 64 agujas
Área de tratamiento: 17.5x17.5 mm.
Salida máxima: 70 watts.
Uso principal: Necesario para un mayor efecto térmico en la dermis/tejidos subcutáneos.

***Para usar esta punta se requiere una pieza de mano opcional.**



TECNOLOGÍA DESTACADA



Resultados efectivos y seguros

Se destaca por su habilidad de distribuir el efecto térmico de manera más precisa a una profundidad ideal con mínimo tiempo de inactividad. Además, sus microagujas crean una mejor remodelación dérmica al estimular a nivel subdérmico y profundo al mismo tiempo.

Sin quemaduras epidérmicas - solo efecto térmico

Mínima molestia y termólisis uniforme


Sus microagujas de grado médico tienen una superficie lisa y son de gran durabilidad. Permiten la entrega uniforme de energía en las áreas objetivo evitando daños no deseados en el tejido circundante, como una coagulación desigual.

- Esterilización de grado médico
 - Placa de Oro
- Microaguja durable de 32G
 - De un solo uso.



Tratamiento Seguro y Preciso

El tiempo de retraso y el indicador visual son funciones de seguridad para el paciente que mantienen las agujas en la posición final hasta que la emisión de radiofrecuencia está completamente realizada. En general, esta exclusiva tecnología de control del movimiento ofrece la máxima seguridad al evitar cualquier daño imprevisible en la superficie de la piel durante la operación.



GUI Avanzada



Rápido y sencillo de usar

Su interfaz permite un uso simple y sencillo con ajustes preestablecidos para distintos tratamientos.



Modo automático

Modo manual

SmartCure™

TECNOLOGÍA DE TERMO COAGULACIÓN

La electropluma inteligente SmartCure™ permite diferentes técnicas de termo-coagulación combinadas con una única aguja de electrólisis y varias agujas nokor para tratar una amplia gama de afecciones; desde várices, arrugas, acné, hasta cicatrices profundas.



K3i

Permite tratar las no deseadas arañas vasculares al distribuir el calor sólo a las venas deseadas sin riesgo de daños en la epidermis y el tejido circundante.

Ø 0,075 mm Aguja aislada de electrólisis para arañas vasculares.



AC-01

Penetra suavemente la piel y genera la estimulación térmica dentro de los fibroblastos para mejorar la apariencia de arrugas y la textura de la piel por medio de la regeneración y reorganización de colágeno.

Aguja sencilla aislada de 1.5 mm para acné.



19G x 70 mm

28G x 25 mm

Ideal para subcisión: Al insertar la cánula debajo de la piel, se separa gentilmente la dermis del tejido subcutáneo para reducir las cicatrices en la piel, mejorando significativamente la apariencia a largo plazo.

Cánula semi-aislada de RF intradérmica, para cicatrices deprimidas y lifting facial.



MONOPOLAR

TECNOLOGÍA DE RF NO INVASIVA

El modo de RF monopolar es para un tratamiento de rejuvenecimiento facial no invasivo que trabaja con energía de radiofrecuencia monopolar de 2MHz en las capas subdérmicas y profundas para la estimulación del colágeno.



EVALUACIÓN CLÍNICA

Michael Naouri, M.D._Cicatrices de acné y poro agrandado.



Foto cortesía de Michael Naouri, M.D.

Michael Naouri, M.D._Cicatrices atróficas.



Foto cortesía de Michael Naouri, M.D.

Dr. J. Kirston_Reducción de arrugas y de poros.



Foto cortesía de © Clinic for Aesthetic Operative Dermatology and Anti-Aging Medicine, Alemania.

Dr. J. Kirston_Reducción de la textura de la piel y de las arrugas.



Foto cortesía de © Clinic for Aesthetic Operative Dermatology and Anti-Aging Medicine, Alemania.

GLOBAL KOL



“**Secret RF** es eficaz en tratamientos para cicatrices y fotoenvejecimiento. Tiene la ventaja de efectos secundarios mínimos posteriores al tratamiento y la satisfacción de los pacientes es muy alta, en un entorno clínico real.”

Michael Naouri, M.D.

Centro de Dermatología y Láser
International Laser Skin Center
Nogent sur Marne, París, Francia.



“**Secret RF** es la solución definitiva para la disminución de cicatrices causadas por acné. Funciona bien en todo color de piel. Además sin tiempo de inactividad para el paciente.”

Dr. Adrian Lim

MBBS, FACP, FACD Dermatólogo y angiólogo
Royal North Shore Hospital Republic Cosmetic
Dermatología y venas, Australia.



“**Secret RF** ha demostrado ser muy eficaz para una serie de tratamientos cosméticos, como la disminución de estrías de distensión e hiperhidrosis. Aunque hoy en día se aplica en distintos tratamientos para el rejuvenecimiento de la piel, **SECRET RF** comprueba ser extremadamente seguro y exitoso en muchos tratamientos cosméticos comunes.”

Dr. Juri Kirsten

Dermatologist, Clinic for Aesthetic Operative
Dermatología y Medicina Antienvejecimiento
Berlín, Alemania.



Distribuidor exclusivo
contacto@medestore.mx
Carr. a los Arquitos 603 Jesús María, Ags. C.P. 20996

☎ 449 173 2054

☎ 449 478 2400