

 **HIGH ELASTIC** **ULTRA TYPE**

<b>Tecnología</b>	<b>Tecnología híbrida:</b> Combina tecnología bifásica y monofásica, mayor soporte y mayor duración.	<b>Tecnología bifásica:</b> Mayor efecto de volumen natural.
<b>Área de aplicación</b>	Aumento de mentón Perfilado mandibular Puente nasal	Mentón Pómulos Mandíbula Puente nasal Líneas de la frente Aumento nasal Surco nasogeniano
<b>Cohesión (N,S)</b>	13,1	5,8
<b>Elasticidad (G',Pa)</b>	2218	950
<b>Duración</b>	18 meses	14 meses
<b>Partículas</b>	900 µm	900 µm
<b>Concentración de ácido hialurónico</b>	24 mg/ml	24 mg/ml
<b>Concentración de lidocaína</b>	0.3%	0.3%
<b>Aguja</b>	25G TW	25G TW, 27G TW
<b>Profundidad</b>	Dermis profunda y muy profunda	Dermis profunda y muy profunda
<b>Presentación</b>	Jeringa de 1ml	Jeringa de 1ml