

# MONALISA SKIN & Injector

**Ácido hialurónico de alta pureza 20mg/ml**

## Descripción

MONALISA Skin mantiene una buena hidratación de la piel en todas sus capas, con el fin de preservar su volumen y suavidad.

## Características

1. Gel no reticulado.
2. Mayor cohesión.
3. Potencia de entrada moderada.

## Beneficios particulares

- Efecto antiarrugas y antioxidación.
- Mejora la hidratación, iluminación, elasticidad y rejuvenecimiento de la piel.

## Áreas de aplicación

Todo el Rostro.

## MONALISA Injector & MULTI Aguja de 9 pines

- Inyector multifuncional y portable.
- Aplicador de jeringas de 1cc y 3cc.
- Ajuste de aguja de 5 niveles (0 a 1.5mm).



## Composición

Concentración de ácido hialurónico: 20mg/ml (2.0%).

## Presentación

Paquete de 5 jeringas prellenadas de 2.2ml c/u.

